




eResult

Manuale utente



Indice

CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE 2

REVISIONI DEL DOCUMENTO 2

ERESULT 4

1. ERESULT: LA GESTIONE SICURA DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE DI REFERTI ED IMMAGINI 4

2. PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 4

3. LOGIN 5

4. INTERFACCIA DI VISUALIZZAZIONE 6

 4.1. VISUALIZZAZIONE DEL REFERTO 8

 4.2. VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI 9

5. DOWNLOAD E MASTERIZZAZIONE DEL CD/DVD10

Controllo della Configurazione

Titolo: eResult – Manuale Utente
 Riferimento file: Manuale eResult.docx
 Tool di Editing: Microsoft® Office Word 2010

Revisioni del documento

Ver	Data	Autore/Revisore	Natura della Modifica
1.0	15/11/2016	E. Carnevale Garè	Creazione Documento
1.1	13/03/2018	A. Porta	Modifica layout GUI

Avvertenze

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso. Ad eccezione di quanto diversamente specificato, qualsiasi riferimento a Società, nomi, dipartimenti, indirizzi usati nella riproduzione di diagrammi ed esempi é totalmente casuale e ha il solo scopo di rappresentare i prodotti di Exprivia

Nessuna parte del documento può essere riprodotta in qualsiasi forma o mediante strumenti elettronici o meccanici senza il permesso scritto di Exprivia.

©2017 Exprivia Tutti i diritti riservati.

Exprivia e eResult sono marchi registrati di Exprivia Microsoft, MS-DOS, Windows sono marchi registrati di Microsoft Corp. I nomi di altri prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Eventuali modifiche del presente documento sono soggette a quanto indicato nella Procedura di Gestione della Documentazione del S.G.Q. (QPRC001S) nella versione in vigore.

Exprivia non accetta alcuna responsabilità e non può essere considerata responsabile per qualsiasi forma di controversia dovesse sorgere con gli utenti o in merito al trattamento dei dati degli utenti stessi. Le parti riconoscono e confermano che i dati possono essere riscaldati, ricampionati o compressi e possono essere perciò non rappresentativi di quelli originariamente disponibili sul dispositivo diagnostico.

Exprivia non accetta alcuna responsabilità relativa all'accuratezza dei dati mostrati. Le parti inoltre riconoscono che la qualità delle immagini rappresentate sul monitor dipendono pesantemente dalla qualità del monitor stesso e dalla configurazione dell'hardware utilizzato ed in nessun caso possono essere utilizzati a scopo diagnostico.

ERESULT

1. eResult: La gestione sicura della pubblicazione on-line di referti ed immagini

eResult permette al paziente di scaricare tramite browser il referto e/o le immagini diagnostiche di una prestazione a partire da un codice di sicurezza che viene consegnato al paziente, ad esempio nel momento dell'esecuzione dell'esame.

eResult, in conformità alle linee guida emesse dal Garante per la Privacy, coniuga Sicurezza e Privacy permettendo:

- ✓ al cittadino che ha fornito il consenso un accesso remoto alla propria documentazione sanitaria;
- ✓ una gestione semplificata del processo di consegna referti e immagini radiologiche all'azienda

2. Principali funzionalità

- ✓ **Visualizzazione e download del Referto:** tramite browser o supporto mobile, il paziente potrà collegarsi e visualizzare i risultati dei propri esami e scaricare o stampare il referto in formato PDF
- ✓ **Visualizzazione delle immagini:** dell'esame diagnostico, disponibili on line potranno essere visualizzate e consultate insieme al referto associato
- ✓ **Download del media** contenente il referto, le immagini e il visualizzatore dedicato, per essere masterizzati su CD/DVD
- ✓ **Eliminazione dei referti e delle immagini:** (dopo lo scaricamento o dopo un periodo di tempo configurabile) dall'ambiente di pubblicazione, per ottemperare alle disposizioni legislative in materia di pubblicazione dei dati sensibili
- ✓ **Semplicità di utilizzo e guida online:** in qualsiasi momento è possibile consultare la guida on line

3. Login

Per accedere all'applicativo occorre identificarsi inserendo il NUMERO DI ACCETTAZIONE e la PASSWORD, entrambi i codici vengono consegnati o inviati personalmente al paziente e sono univoci per ogni prestazioni effettuata.

Inseriti i dati richiesti premere il tasto INVIO della tastiera oppure ACCEDI da interfaccia per accedere.

4. Interfaccia di Visualizzazione

Una volta entrati in **eResult**, viene mostrato l'ambiente di visualizzazione del referto e delle immagini diagnostiche.

The screenshot displays the eResult interface. On the left, a sidebar contains patient information: 'Paziente PAZIENTE_C1 PAZIENTE_N1', 'numero accettazione 3333', and 'consultazione disponibile per 365 giorni'. Below this, it shows 'TAC CRANIO/TAC MASSICCIO FACCIALE' dated '26/01/2016' and a list of images under 'IMMAGINI (4 serie)'. The main area shows a radiology report for 'REFERTO / TAC CRANIO/TAC MASSICCIO FACCIALE' from 'REGIONE VENETO ULSS 5 "OVEST VICENTINO" U.O.C. DI RADIOLOGIA'. The report includes patient data (Date of Birth: 949, Code: MF, Prenotation: 189, Code: 110, Card: 478, Provenience: ESTERNI, ARZIGNANO: 04/2014) and clinical findings for both TAC CRANIO SENZA MDC and TAC MASSICCIO FACCIALE. The interface also features a top bar with 'PDF' and 'CD' download icons.

Paziente PAZIENTE_C1 PAZIENTE_N1
numero accettazione 3333
consultazione disponibile per 365 giorni

Nel riquadro in alto a sinistra vengono mostrati i dati del paziente NOME e COGNOME, il NUMERO ACCETTAZIONE che identifica la prestazione visualizzata e il tempo espresso in giorni per cui questo documento resterà ancora disponibile online per la consultazione.



Nella barra in alto sono presenti:


- il tasto  SCARICA ESAME per effettuare il download sia del referto che delle immagini associate in formato ZIP
- il tasto  SCARICA REFERTI per effettuare il download di tutti i referti in formato PDF.

- il tasto  per accedere alle seguenti funzionalità:
 - ELIMINA RICHIESTA per cancellare la pubblicazione online dell'intero contenuto del documento
 - ESCI per effettuare il logout dall'applicativo

Il tasto NASCONDI INDICE permette di nascondere/visualizzare la barra laterale sinistra, permettendo di visualizzare le immagini o il referto a schermo intero.



A sinistra dello schermo vengono riportati i dati relativi alla descrizione dell'esame effettuato con la data in cui è stato eseguito, il referto dell'esame e le immagini.



Per visualizzare sulla destra dello schermo il testo del referto o le immagini basta selezionare con un click sulla sezione REFERTO o sulla singola SERIE . Ciascuna serie è identificata da una descrizione e dal numero delle immagini di cui è composta.

4.1. Visualizzazione del Referto

REFERTO / TAC CRANIO/TAC MASSICCIO FACCIALE

requestreport.do 1 / 1

REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST VICENTINO

ULSS 5

REGIONE VENETO
ULSS 5 "OVEST VICENTINO"
U.O.C. DI RADIOLOGIA
Direttore Dr. Giorgio Pivetta

La sanità che ti sta vicino.


Data di Nascita: ██████████ 949
CodiceFiscale: MF ██████████ ██████████ DARIO
Prenotazione: 1897 ██████████ ██████████ 9
Codice: ██████████ 110 ██████████ 36071 - ARZIGNANO (VI)
Cartella: ██████████ 478
Provenienza: **ESTERNI** ARZIGNANO: ██████████ 04/2014

TAC CRANIO SENZA MDC
Esame TC diretto del cranio corredato da ricostruzione sul piano coronale.
In atto non si rilevano segni di sanguinamento cerebro-meningeo né focali alterazioni TDM del parenchima cerebrale.
Eumorfiche le cavità ventricolari.
Strutture della linea mediana in asse.
Calificazioni dei plessi corioidei e della pineale, spot calcifico della a.Cerebrale media dx e della basilare.

TAC MASSICCIO FACCIALE
Normopneumatizzati i seni paranasali e le celle mastoidee, in asse il setto nasale.
Piccolo mucocele di 13 mm sul pavimento del seno mascellare sin.
Concha bulbosa a sin.
Discreto il trofismo calcare delle ossa.

Il Radiologo
██████████

Oltre alla visualizzazione del referto/documento, tramite la maschera mostrata in alto, è possibile: salvare il documento in formato PDF, ruotarlo in senso orario e stamparlo direttamente dal browser sulla stampante.



4.2. Visualizzazione delle Immagini

Paziente PAZIENTE_C1 PAZIENTE_N1
numero accettazione 3333
consultazione disponibile per 365 giorni

TAC CRANIO/TAC MASSICCIO FACCIALE 26/01/2016

REFERTO

IMMAGINI (4 serie)

- SERIE 1 - SCANOGRAMMA
(2 immagini)
- SERIE 2 - Auto PACS
(24 immagini)
- SERIE 3 - Ricostr. 2: Auto PACS
(24 immagini)
- SERIE 999 - Rapporto dose
(1 Immagini)

IMMAGINI / ENCEFALO / SERIE SCANOGRAMMA



1/2

Con un click sulla serie è possibile visualizzare le immagini ad essa associata nella parte destra della schermata. E' possibile visualizzare solo una serie per volta.


IMMAGINI / ENCEFALO / SERIE Auto PACS

Descrizione serie

Scorrimento visualizzazione immagini


Numero immagine

1/24



5. Download e masterizzazione del CD/DVD

Con **eResult** è possibile scaricare l'intero esame in formato ZIP.



Con un click sul tasto SCARICA ESAME, e successivamente sul tasto SCARICA per confermare, inizia il download del contenuto dell'esame pubblicato online.



Al termine dell'operazione è possibile masterizzare il contenuto della cartella su un supporto CD/DVD.

Nome ^	Ultima modifica	Tipo	Dimensio
EXPRESS	16/11/2016 12:09	Cartella di file	
IHE_PDI	16/11/2016 12:11	Cartella di file	
IMAGES	16/11/2016 12:11	Cartella di file	
LOCALE	16/11/2016 12:09	Cartella di file	
REPORTS	16/11/2016 12:11	Cartella di file	
AUTORUN.INF	15/09/2010 12:32	Informazio...	
DICOMDIR	26/01/2016 12:06	File	
INDEX.HTM	26/01/2016 12:06	Documento...	
LANCIA_ANTEPRIMA.BAT	29/10/2014 17:15	File batch ...	
LANCIA_VISUALIZZATORE.BAT	29/10/2014 16:57	File batch ...	
LEGGIMI.HTM	15/09/2010 12:32	Documento...	